

iLoop+

Halsslinga för telefon, mobil, dator och MP3



Egenskaper

- Aktiv, delbar halsslinga
- Används med hörapparat i T- eller MT-läge.
- Kan anslutas till ljudkälla med 3,5 mm headsetuttag .
- Inbyggd mikrofon
- Ringsignal på slingan vid inkommande samtal
- Volymkontroll
- Bra signal-/störförhållande
- Aktiv reducering av bakgrundsstörningar
- Uppladdningsbara batterier, USB-kabel för laddning medföljer
- Varningslampa för låg batterinivå
- Stängs av automatiskt om ingen signalkälla är aktiv
- Standby upp till 2 veckor
- Användningstid upp till 5 timmar
- Grön lampa indikerar att halsslingan är aktiv
- Röd lampa indikerar att halsslingans batterier behöver laddas
- Blå lampa indikerar att laddning pågår

Störningsfritt ljud från telefon, dator, mobil eller annan ljudkälla.

iLoop+ är en halsslinga med inbyggd mikrofon och förstärkare för hörapparatbärare och kan användas med ljudkällor med 3,5 mm headsetuttag.

Tack vare att halsslingan är delbar, lossnar den vid ryck (säkerhet för att undvika strypning).

iLoop är enkel och smidig att använda: Trä halsslingan över huvudet och anslut den till din telefon, MP3-spelare eller annan ljudkälla. Ställ hörapparaten i T- eller MT-läge och slå på halsslingan.

Telefonsamtalen kopplas upp via halsslingan och ljudet förs trådlöst över direkt via telespole till hörapparaten. När det ringer hörs en ton på slingan, om iLoop+ är i On-läge, och samtalet blir automatiskt uppkopplat. Mikrofonen tar upp ljudet av din röst och du kan prata handsfree. Den inbyggda förstärkaren har volymkontroll för justering av ljudet i halsslingan.

Det inbyggda uppladdningsbara batteriet har upp till flera veckors användningstid tack vare att den går ner i batterisparläge vid inaktivitet.

Den medföljande 3,5 mm adaptorn är för anpassning till mobiltelefoner där du eller den du pratar med upplever störningar eller eko.



Art nr	Beskrivning
279005	iLoop+ halsslinga
Storlek:	35 x 70 x 22 mm (BxHxD)
Färg:	Antracite
Vikt inkl batterier:	40 g
Längd kabel:	1,15m
USB laddningskabel:	1 m
Kontakt:	3,5 mm hane stereo
Teknisk information	
Batteritid:	upp till 5 timmar
Standbytid:	upp till 2 veckor
Batterier:	2 st AAA 1,2/1000mAh Ni-MH
Tillbehör	
279995	USB laddare till iLoop+ (utan kabel)



För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad/broschyr, bruks-/installationsanvisning och CE-certifikat som kan laddas ned från www.edin.se, Dokumentarkiv. Vid behov kan reservdelslistor och annan teknisk dokumentation beställas via support@edin.se. Produktbladet är baserat på tillgänglig information vid publiceringen och kan ändras utan föregående meddelande.