

# Sängvibrator

BE1270



 Bellman & Symfon®



## Egenskaper

**Kraftfull vibration**  
Väcker även de som sover tungt

**Gummerad yta**  
Ligger på plats när den vibrerar

**Säker att använda**  
Använder lågspänning

**2 meter lång sladd**  
Lätt att placera där du vill ha den

**Kompatibel med Visit**  
Fungerar med alla Visitmottagare

## Väcker dig med vibrationer under kudden eller madrassen.

Sängvibratorn från Bellman & Symfon är kraftfull nog att väcka även den som sover tungt. Anslut sängvibratorn till en Visitmottagare eller laddare och placera den under kudden eller madrassen.

Sängvibratorn är mycket kraftfull utan att drivas av inbyggda batterier och har en gummerad yta som håller den säkert på plats när den vibrerar. Den är utrustad med en lång kabel, så att du kan placera den precis där du vill ha den.

### Anslutningar

Sängvibratorn kan anslutas till följande mottagare och tillbehör:

- BE1441 Visit blixtmottagare
- BE1442 Visit blixtmottagare med batterireserv
- BE1443 Visit blixtmottagare med batterireserv och brandövervakning
- BE1450 Visit portabel mottagare
- BE1570 Visit laddare för armbandsmottagare
- BE1260 Visit laddare för pager




# Teknisk information




## Mått och vikt

Höjd:	88 mm
Bredd:	88 mm
Djup:	27 mm
Vikt:	120 g



## Anslutningar



## Kompatibilitet

Sängvibratoren kan anslutas till följande mottagare och tillbehör:

### Visitmottagare

- BE1441 Visit blyxtmottagare
- BE1442 Visit blyxtmottagare med batterireserv
- BE1443 Visit blyxtmottagare med batterireserv och brandövervakning
- BE1450 Visit portabel mottagare
- BE1570 Visit laddare för armbandsmottagare

### Tillbehör

- BE1260 Visit laddare för BE1470 Visit pager

## Omgivning

- Endast för inomhusbruk
- Arbetstemperatur: 15°-35° C
- Relativ luftfuktighet: 5% -95% icke kondenserande

## Strömförsörjning

- Driftspänning: 2.0 – 4.0 V DC från en Visitmottagare
- Strömförbrukning: 250 – 750 mA

## Kablar och kontakter

- Kabellängd: 2 m
- Kontakt: 3.5 mm mono

## Underhåll och rengöring

- Underhållsfri. Rengör endast med en torr trasa.
- Använd inte rengöringsmedel, spray, lösningsmedel, alkohol, ammoniak eller slipmedel.
- Ej för återanvändning.


## Regulatoriska krav

- Uppfyller följande regulatoriska krav: CE, FCC, RoHS, RCM, WEEE, Der Grüne punkt



## I paketet

- BE1270 sängvibrator med 2 m lång kabel
- Bruksanvisning
- Kom igång-guide



© 2016, Bellman & Symfon AB. Alla rättigheter förbehållna.

Bellman, Bellman & Symfon och Bellman & Symfons logotyp är registrerade varumärken som ägs av Bellman & Symfon AB. Informationen i denna trycksak kan bli föremål för förändringar utan varsel.

BE1270\_001DAS002

[bellman.com](http://bellman.com)