



BST-100

Bluetooth-högtalare med ljudterapi

Egenskaper

- För lättare insomning och blockering av tinnitus-ljud
- Micro-SD-kort med 10 terapiljud
- Uppspelning upp till 8 h
- Exceptionellt basljud trots den kompakta designen
- Perfekt både hemma och på resan
- Streamar musik från telefon, MP3-spelare eller dator via Bluetooth
- Bluetooth 10 m räckvidd
- Kan användas som telefonhögtalare
- USB-kompatibel
- 3,5 mm hörlursutgång
- 3,5 mm audioingång
- Möjlighet att byta micro-SD-kort för utökat ljudbibliotek
- Inbyggt uppladdningsbart litiumbatteri. 5-8 h användning
- 2-3 h laddningstid
- Diameter: 62 mm
- Höjd: 59 mm
- Vikt: 361 g
- Material: aluminium och plast
- Art nr: 110105

BST-100 är en kompakt trådlös högtalare med exceptionellt basljud, som fungerar både som Bluetooth-högtalare till din telefon, MP3-spelare eller dator, och som tinnitushjälpmiddel genom de inprogrammerade naturljuden.

Den hjälper dig att skapa en bra ljudmiljö när du ska sova, koppla av eller blockera din tinnitus. Varje ljudspår är 8 timmar långt, så du kan njuta av terapiljuden hela natten. Du kan också byta ut minneskortet när du vill förändra ljudgalleriet.

BST-100 har en inbyggd mikrofon och kan användas som telefonhögtalare när du vill förstärka ljudet vid telefonsamtal. Du kan både svara och avsluta direkt via högtalaren.

Perfekt både i hemmet och på resan, med upp till åtta timmars batteritid. Den har även en 3,5 mm hörlursutgång när du inte vill störa andra. Laddas via USB-kabel.

Terapiljud:

Havsvågor

Åska och regn

Regn

Vitt brus

Forsande vatten från Klippiga bergen

Havsvågor från Maui

Syrsor i sommarnatten

Vitt brus med låga toner

Skogsljud med fågelkvitter

Hjärtslag

Studier visar att vi sover bättre och slappnar av lättare när vi kan stänga ute störande ljud och lyssna på naturljud. Ljudhjälpmedel används för att hjälpa människor att somna lättare, uppleva en högre sömnkvalitet och bidra till en ljudlättning vid tinnitus.