

COM-DEX

HÅLLER DIG ANSLUTEN. HELA TIDEN.



En helt handsfree enhet för streaming av högkvalitativt ljud från mobiltelefon till hörapparat. Kan kombineras med COM-DEX-appen för smidig kontroll av volym, ljudriktning och programinställningar på hörapparaten.



FUNKTIONER

- Helt handsfree kommunikation
- Kompatibel med alla typer av mobiltelefoner
- Streaming av ljud från alla typer av Bluetooth-enheter
- Tillgänglig i tre stilrena färger
- 8 timmars streamingtid
- 8 dagars vänteläge/kontrolltid*
- Mjuk och bekväm hals slinga
- Kontrollera dina hörapparater via COM-DEX-appen

* 12 timmar per dag

COM-DEX REMOTE MIC

HÖR KONVERSATIONER I DETALJ



COM-DEX Remote Mic är ett snyggt komplement till din COM-DEX-lösning och är svaret i de situationer när den omgivande ljudmiljön gör det svårt för dig att tydligt höra den person du samtalar med.

FUNKTIONER

- Trådlös anslutning via COM-DEX till alla Widex trådlösa hörapparater
- Praktisk ståklämma för enkel fastsättning
- Slå av/på mikrofonen direkt på knappen på COM-DEX Remote Mic
- Mikrofonen kan även styras med hjälp av COM-DEX-appen
- Upp till 8 timmars streamingtid

TV-DEX

SE PÅ TV



Ett användarvänligt, trådlöst hjälpmedel – stort som en handflata – utvecklat särskilt för tv och musik. Upp till 10 timmars oavbrutet stereo-tv- eller hifi-ljud mellan laddningarna.

FUNKTIONER

- Högkvalitativt ljud
- Ultralåg fördröjning "EchoFree™"
- Ingångar för både tv- och hifi-system
- Rumsavstängningsfunktion
- 10 timmars nonstopkapacitet
- Laddningsbar med TV-Base

PHONE-DEX

FÖR ENKEL ANVÄNDNING AV FAST TELEFONLINJE*



En trådlös universaltelefon som streamar kristallklart ljud direkt till din hörapparat. Ger användaren bästa möjliga lyssningsupplevelse – utan teleslingprogram eller streamer. Fungerar även som en vanlig fast telefon.

FUNKTIONER

- Räckvidd till basstationen upp till 300 meter
- Telefonlista för 20 nummer
- Batteriet har 100 timmars standby-tid och 10 timmars samtalstid
- Kan även användas som en vanlig telefon – en telefon för hela familjen

* Finns endast i EU och Nordamerika

CALL-DEX

FÖR DISKRET STREAMING FRÅN MOBILTELEFONER



En ultrakompakt enhet för att streama konversationer från mobiltelefoner till hörapparater. CALL-DEX pluggas enkelt in i kontakten i telefonen och är sedan klar att använda. Kan streama i upp till 80 timmar och är kompatibel med de flesta mobiltelefoner.

FUNKTIONER

- Ansluter till alla mobiltelefoner med 3,5 mm-uttag
- Streamar automatiskt
- Inga knappar
- Konstant streaming i upp till 80 timmar
- Vänteläge i upp till 3 veckor
- Liten och enkel att använda

UNI-DEX

FÖR ANVÄNDNING MED MOBILTELEFON VIA PLUG-AND-PLAY



UNI-DEX är en plug-and-play-lösning som bärs runt halsen för enkel mobiltelefonanvändning. Med den inbyggda mikrofonen i UNI-DEX kan du tala handsfree när du använder mobiltelefonen eller Skype på datorn eller surfplattan.

FUNKTIONER

- Ansluter till alla enheter med 3,5 mm-uttag
- Streamar automatiskt
- Inbyggd mikrofon för handsfreesamtal
- 40 timmars batteritid vid streaming
- Batteriet laddas på 1 timme
- Rumsavstängningsfunktion

FM+DEX

FÖR FLEXIBEL STREAMING



En streamingenhet i hög kvalitet som är liten och diskret och som har utformats speciellt för trådlösa hörapparater. Enhetens tre funktioner: FM, teleslinga och ingående ljudlinje ger användaren stor flexibilitet. Manövreras lätt med en knapp.

FUNKTIONER

- En flexibel enhet för FM-streaming
- Liten och enkel att använda
- Antennräckvidd upp till 30 m
- 10 timmars batteritid

RC-DEX

DIN FJÄRRKONTROLL



En elegant, kompakt och användarvänlig fjärrkontroll som ger användarna bättre kontroll över utvalda hörapparatsfunktioner. Användaren kan justera volymen och växla mellan program, snabbt och diskret. Litet format som får plats i nyckelringen. En låsknapp förhindrar oavsiktlig aktivering av fjärrkontrollen.

FUNKTIONER

- Programväljare
- Volym upp/ner
- Fäste för nyckelring
- Ungefär 12 månaders batteritid
- Låsknapp

DEX-ÖVERSIKT

KOMPATIBILITET	COM-DEX**	CALL-DEX	UNI-DEX	FM+DEX	RC-DEX	TV-DEX	PHONE-DEX
UNIQUE*	●	●	●	●	●	●	●
DREAM*	●	●	●	●	●	●	●
CLEAR	●		●	●	●	●	●
SUPER	●		●	●	●	●	●

WidexLink	●	●	●	●	●	●	●
Teleslinga				●			
Bluetooth	●						

Tv						●	
Ljud	●		●	●		●	
Mobiltelefon	●	●	●				
Fast telefon							●
Manipulerings säker				●			
Kompatibel med andra FM-system				●			

* ej kompatibel med CIC MICRO. ** COM-DEX Remote Mic fungerar endast med COM-DEX



DEX™
A WIRELESS WORLD

EN HEL VÄRLD AV TRÅDLÖST LJUD

DEX- ÖVERSIKT



DEX-SERIEN

Med DEX™ kommunikationstillbehör från Widex kan användare av hörapparater hålla sig anslutna till en **hel värld av ljud**.

Tillbehören gör det enkelt för dem att snabbt och smidigt ansluta till fjärrkontroller, tv, personliga ljudsystem, surfplattor och andra enheter.

Oavsett om det gäller musik, telefonsamtal, tv eller fjärrkontroller så finns det **en DEX för varje situation**.



WIDEX®
HIGH DEFINITION HEARING

WWW.WIDEX.COM

Widex A/S, Nymoellevj 6, DK-3540 Lyngby

Google Play är ett varumärke som tillhör Google Inc.

Apple och Apple-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc.

Widex och DEX är varumärken som tillhör Widex A/S.


Tryckt av KLS/2016-09, 9 502 4165 012 #01



5 706069 634974



MIX
Paper from
responsible sources
FSC® C022833
www.fsc.org



HÅLL DIG ANSLUTEN MED WIDEXLINK™

Kärnan i DEX kommunikationstillbehör är vår unika trådlösa teknik, WidexLink.

Den möjliggör direktkommunikation mellan hörapparater, direktanslutning till externa ljudenheter och samordning och synkronisering av data mellan två hörapparater.

WidexLink har utformats speciellt för att möta kraven från hörljåpmedel och DEX-enheter. Tekniken drar mindre ström, är extremt snabb och ser till att ljudet inte blir fördröjt eller försvinner.

